
HALUX N50 / HALUX N30
TUTKIMUSVALAISIN



HALUX TUTKIMUSVALAISIN.

Moderni klassikko: HALUX on vakuuttava minimalistisesta muodostaan ja tyypillisestä sveitsiläisestä tarkkudesta yksityiskohtiin. Yli kolmen vuosikymmenen ajan se on tunnustettu luotettavaksi valonlähteeksi terveydenhuollossa. Uusi malli tarjoaa kaksi erilaista versiota erilaisilla ominaisuuksilla, joista jokainen löytää valaisimen tarpeisiinsa sopivaksi. Yleisistä lääketieteen toiminnoista gynekologiaan ja sairaalavuoteisiin, oikea HALUX-versio on aina saatavilla..

Helppo puhdistaa

Kiitos suljetun muotoilun, puhdistusaineet eivät pääse valaisimen sisälle

Huoltovapaa

Ensiluokkaiset materiaalit ja kestävä LED teknologia

Helppo kohdistaa

Huippuunsa kehitetty varsijärjestelmä, helppo kohdistaa

Kaikki yhdellä silmäyksellä


Suuri yhtenäinen valaisualue työskentelyn helpottamiseksi



HUIPPUMALLI

HALUX N50.

HALUX N50 on täydellinen valaisin kaikille, jotka haluavat paremman suorituskyvyn ja mahdollisuuden valon värin vaihtoon. HALUX N50 tarjoaa ø18 cm:n valaisualueen ja 50 000lx / 0,5m valaistusvoimakkuuden.



HALUX N50

Huippuluokan värintoisto

Optimaalinen valon väri tarkkoihin diagnooseihin



Helppo käyttää

Helppokäyttöinen ohjauspaneeli*





Valonvoimakkuuden säätö

5-portainen himmennys tekee valaisimesta mukautuvamman



Optimaalinen kontrasti

3 valonväriä * tarkkojen yksityiskohtien ja täydellisen kontrastin saavuttamiseksi




*HALUX N50-3 mallit

PERUSMALLI

HALUX N30.

HALUX N30 sopii jokaiselle, jolla on budjetti, mutta ei halua tinkiä laadusta. Ø18 cm valaisualue ja 30 000lx / 0,5m valaistusvoimakkuus sopivat täydellisesti hoitotyön arkeen.



HALUX N30

Laaja valikoima


Eri varsijärjestelmillä



Varsi nivelellä tai ilman



Valaisinpään kiinnitys sivusta tai takaa



SOVELLUKSET



Dermatologia

- Laaja valaisualue
- Säädettävä värilämpötila Halux N50-3
- Hyvät värintoisto-ominaisuudet



Gynekologia

- Kiinnitys tutkimuspöytään / -tuoliin
- Ergonominen
- Tasainen himmennettävä valaisualue



Potilaskäyttö

- Himmennettävä
- Eri kiinnitystapoja
- Kestävä ja helppo puhdistaa



Yleislääkärit ja Ensiapuhuoneet

- Laaja valaisualue
- Korkea valoteho 50,000 lux @ 0.5 m
- Useita eri kiinnitystapoja

	Varsi	Ensiapu	Tutkimus	Erikois- tutkimus	Tehohoito	Himmennys	Värilämpötilan vaihto
TUOTE			Yleis Dermatologia Neonatologia Anestesia	Gynekologia / urologia			
HALUX N50-1 P SX	Taipuisa varsi	○			○	✓	
HALUX N50-3 P SX	Taipuisa varsi	○	●		○	✓	✓
HALUX N50-1 P FX	Jousikevennetty varsi	●	●		●	✓	
HALUX N50-3 P FX	Jousikevennetty varsi	●	●		●	✓	✓
HALUX N30-1 P SV	Taipuisa varsi		○			✓	
HALUX N30-1 P SH	Taipuisa varsi			●	○	✓	
HALUX N30-1 P SGV	Taipuisa varsi nivelellä		○			✓	
HALUX N30-1 P SGH	Taipuisa varsi nivelellä		○	●	○	✓	
HALUX N30-1 P F1	Jousikevennetty varsi		○		●	✓	

- Ihanteellinen
- sopii hyvin



www.derungslicht.com/halux-N50

HALUX N50



www.derungslicht.com/halux-N30

HALUX N30

HALUX N50	tekniset tiedot
Valaistusvoimakkuus **	50,000 lux @ 0.5 m
Valaisualue **	Ø 18 cm @ 0.5 m
Himmennys	5-portainen himmennys
Värintoisto Ra	93
Värilämpötila	Kiinteä 4,400 K Säädettävä: 3,300 K / 3,800 K / 4,400 K*
Liitäntälaite	Integroitu jännitelähde
Kotelointiluokka	IP 20 (valaisinpää)
Varsijärjestelmä	Taipuisa varsi tai jousikevennetty nivelvarsi
Käyttö	Ohjauspaneeli valaisinpäässä tai keinukytkin (I/O)
Lisätarvikkeet	Laitekiskokiinnitys, jatkovarsi, pöytäpuristin, yleiskiinnike, putkikiinnike, seinäkiinnike tai lattijalka pyörillä

** -10% / +20% toleranssi

*optio

HALUX N30	tekniset tiedot
Valaistusvoimakkuus **	30,000 lux @ 0.5 m
Valaisualue **	Ø 18 cm @ 0.5 m
Himmennys	Portaaton himmennys
Värintoisto Ra	93
Värilämpötila	Kiinteä 4,400 K
Liitäntälaite	Ulkoinen jännitelähde
Kotelointiluokka	IP 20 (valaisinpää)
Arm system	Taipuisa varsi tai jousikevennetty nivelvarsi
Käyttö	Katkaisija valaisinpäässä
Lisätarvikkeet	Laitekiskokiinnitys, jatkovarsi, pöytäpuristin, yleiskiinnike, putkikiinnike, seinäkiinnike tai lattijalka pyörillä



Gynecology table: SCHMITZ u. Söhne, GmbH & Co. KG, Wickede (Ruhr), Germany.

Product and reference photos by Jerry Gross Fotostudio AG, St. Gallen, Switzerland. All other photos and graphics originate from Derungs Licht AG and the Waldmann Group.

List of references:

The images in this brochure originate from the following providers:

Stock images: stock.adobe.com/WavebreakMediaMicro, 123rf.com/Kirill
[123rf.com/Jasmin Merdan](https://123rf.com/JasminMerdan), [123rf.com/Wavebreak Media Ltd](https://123rf.com/WavebreakMediaLtd)

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Switzerland
Tel. +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG is a member
of the Waldmann Group.



Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.

Waldmann Valaistus Oy
Veikkontie 22, 03100 Nummela
p.0456 705 652
info@waldmann.fi